

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMajor 10/80

Посудина Дьюара для кріозберігання

Для кріогенного зберігання біологічних зразків із використанням рідкого азоту. Вакуумна теплоізоляція зменшує теплоприплив, а система розміщення зразків підбирається відповідно до їхнього формату.



10 л

місткість LN₂

48 діб

статичне утримання

Ø300 × 557 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Каністр у комплекті. 6.
- Розміщення. Однорівнева конфігурація каністр.
- Доступ. Горловина Ø80 мм.
- Теплоізоляція. Вакуумна посудина Дьюара.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	10 л
Статичне випаровування	0,21 л/добу
Статичне утримання	48 діб
Діаметр горловини	80 мм
Маса порожньої посудини	6,3 кг



Antech CryoMajor 10/80

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2175000
Зовнішній діаметр	300 мм
Загальна висота	557 мм
Маса з рідким азотом	14,4 кг
Каністр у комплекті	6
Каністра, Ø × В	63 × 120 мм

Зразки та комплектація

Соломини 0,5 мл	2250 шт.
Соломини 0,25 мл	4986 шт.
Конфігурація каністр	Однорівнева
Кришка з можливістю замикання	Так
Захисний чохол	Так

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Кріотримачі та інші елементи організації зразків підбираються до розміру каністр.

