

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMajor 2/35

Посудина Дьюара для кріозберігання

Для кріогенного зберігання біологічних зразків із використанням рідкого азоту. Вакуумна теплоізоляція зменшує теплоприплив, а система розміщення зразків підбирається відповідно до їхнього формату.



2 л

місткість LN₂

18 діб

статичне утримання

Ø195 × 420 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Каністр у комплекті. 3.
- Розміщення. Однорівнева конфігурація каністр.
- Доступ. Горловина Ø35 мм.
- Теплоізоляція. Вакуумна посудина Дьюара.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	2 л
Статичне випаровування	0,11 л/добу
Статичне утримання	18 діб
Діаметр горловини	35 мм
Маса порожньої посудини	2,9 кг



Antech CryoMajor 2/35

Конструкція та оснащення

Артикул виробника	2171000
Зовнішній діаметр	195 мм
Загальна висота	420 мм
Маса з рідким азотом	4,5 кг
Каністр у комплекті	3
Каністра, Ø × В	25 × 120 мм

Зразки та комплектація

Соломини 0,5 мл	159 шт.
Соломини 0,25 мл	345 шт.
Конфігурація каністр	Однорівнева
Кришка з можливістю замикання	Так

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Кріотримачі та інші елементи організації зразків підбираються до розміру каністр.

