

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMajor 30/125L

Посудина Дьюара для кріозберігання

Для кріогенного зберігання біологічних зразків із використанням рідкого азоту. Вакуумна теплоізоляція зменшує теплоприплив, а система розміщення зразків підбирається відповідно до їхнього формату.



31,5 л

місткість LN₂

90 діб

статичне утримання

Ø462 × 705 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Каністр у комплекті. 6.
- Розміщення. Дворівнева конфігурація каністр.
- Доступ. Горловина Ø125 мм.
- Теплоізоляція. Вакуумна посудина Дьюара.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	31,5 л
Статичне випаровування	0,35 л/добу
Статичне утримання	90 діб
Діаметр горловини	125 мм
Маса порожньої посудини	12,9 кг



Antech CryoMajor 30/125L

Конструкція та оснащення

Зовнішній діаметр	462 мм
Загальна висота	705 мм
Маса з рідким азотом	38,7 кг
Каністр у комплекті	6
Каністра, Ø × В	97 × 276 мм

Зразки та комплектація

Соломини 0,5 мл	9048 шт.
Соломини 0,25 мл	19944 шт.
Конфігурація каністр	Дворівнева
Кришка з можливістю замикання	Так

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Кріотримачі та інші елементи організації зразків підбираються до розміру каністр.

