

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Antech CryoMajor 30/50L

## Посудина Дьюара для кріозберігання

Для кріогенного зберігання біологічних зразків із використанням рідкого азоту. Вакуумна теплоізоляція зменшує теплоприплив, а система розміщення зразків підбирається відповідно до їхнього формату.



**31,5 л**

місткість LN<sub>2</sub>

**254 діб**

статичне утримання

**Ø451 × 681 мм** · діаметр × висота

### ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Каністр у комплекті. 6.
- Розміщення. Дворівнева конфігурація каністр.
- Доступ. Горловина Ø50 мм.
- Теплоізоляція. Вакуумна посудина Дьюара.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

## Основні характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Місткість рідкого азоту | 31,5 л      |
| Статичне випаровування  | 0,12 л/добу |
| Статичне утримання      | 254 діб     |
| Діаметр горловини       | 50 мм       |
| Маса порожньої посудини | 15,3 кг     |



## Antech CryoMajor 30/50L

### Конструкція та оснащення

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Зовнішній діаметр    | 451 мм      |
| Загальна висота      | 681 мм      |
| Маса з рідким азотом | 40,9 кг     |
| Каністр у комплекті  | 6           |
| Каністра, Ø × В      | 38 × 276 мм |

### Зразки та комплектація

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Соломини 0,5 мл               | 1200 шт.   |
| Соломини 0,25 мл              | 2580 шт.   |
| Конфігурація каністр          | Дворівнева |
| Кришка з можливістю замикання | Так        |
| Захисний чохол                | Так        |

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

### Додаткові можливості

Роликова основа: RB-30; Моніторинг: CryoMonitor 1000TL.

