

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Antech CryoMajor 50B/50L

Посудина Дьюара для кріозберігання

Для кріогенного зберігання біологічних зразків із використанням рідкого азоту. Вакуумна теплоізоляція зменшує теплоприплив, а система розміщення зразків підбирається відповідно до їхнього формату.



50 л

місткість LN₂

208 діб

статичне утримання

Ø508 × 777 мм · діаметр × висота

ПРОДУМАНО ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

- Каністр у комплекті. 6.
- Розміщення. Дворівнева конфігурація каністр.
- Доступ. Горловина Ø50 мм.
- Теплоізоляція. Вакуумна посудина Дьюара.

Зображення серії; виконання залежить від моделі.

Основні характеристики

Місткість рідкого азоту	50 л
Статичне випаровування	0,24 л/добу
Статичне утримання	208 діб
Діаметр горловини	50 мм
Маса порожньої посудини	21 кг



Antech CryoMajor 50B/50L

Конструкція та оснащення

Зовнішній діаметр	508 мм
Загальна висота	777 мм
Маса з рідким азотом	61,7 кг
Каністр у комплекті	6
Каністра, Ø × В	38 × 276 мм

Зразки та комплектація

Соломини 0,5 мл	1200 шт.
Соломини 0,25 мл	2580 шт.
Конфігурація каністр	Дворівнева
Кришка з можливістю замикання	Так
Захисний чохол	Так

Випаровування й час утримання наведено для статичних умов. Робочий інтервал доливання залежить від завантаження, частоти відкривання та умов експлуатації.

Додаткові можливості

Роликова основа: RB-47; Моніторинг: CryoMonitor 1000TL.

