

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene HeatControl SHC 2000-1

Занурювальний лабораторний циркулятор

Для керування температурою нагрівальних і охолоджувальних ванн. Циркулятор установлюється на сумісному мосту; робочий температурний діапазон визначається всією системою та теплоносієм.



Ілюстрація серії HeatControl SHC 2000-1.
Оснащення залежить від конфігурації.

SHC

серія

Контролер і оснащення визначаються конфігурацією

2000-1

модель

Лабораторна циркуляційна система — виконання

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Термостатування.** Підтримання температури у робочій ванні.
- **Циркуляція рідини.** Рівномірний обмін теплоносія в системі.
- **Зовнішній контур.** Підключення через сумісний комплект як опція.
- **Підбір оснащення.** Тримачі, штативи та шланги за завданням.

Основні характеристики

Модель	HeatControl SHC 2000-1
Каталожний номер	703690
Електроживлення	230 В / 50 Гц
Призначення	Монтаж на мосту нагрівальної або охолоджувальної ванни
Температурний режим	Визначається сумісною ванною й теплоносієм



LaboGene HeatControl SHC 2000-1

Варіанти та комплектація

Циркулятор	SHC 2000-1 · кат. № 703690
Ванна та міст	Добираються як сумісна конфігурація
Комплектна нагрівальна система	HeatSafe 8, 18 або 28
Комплектна охолоджувальна система	ChillSafe відповідного виконання

Керування та конструкція

Терморегулювання	Керування нагріванням і циркуляцією теплоносія
Захист	Контроль перегрівання за виконанням циркулятора
Зовнішня циркуляція	Сумісний комплект під'єднання і шланги

Для високих температур використовують теплоносії, сумісний із ванною, циркулятором і робочим діапазоном.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Зовнішня циркуляція SHC 2000-1	Комплект 704332
Силіконовий шланг, 1 м	Кат. № 7002500312
Ізольований шланг, 1 м	Кат. № 7002500313
Тримачі та штативи	Оснащення ванни під пробірки й колби

