

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene MaxiVac Alpha

Система вакуумного концентрування

Для концентрування та висушування серій лабораторних зразків. Вакуумна центрифуга, холодовловлювач і насос працюють як узгоджений комплект.



Ілюстрація серії MaxiVac Alpha.
Оснащення залежить від конфігурації.

200

мікропробірок
Насос MP 2.2, мембранний

–110 °C

холодовловлювач

Кат. № 7008500002 — комплект

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Комплексне рішення.** Центрифуга, насос та необхідні з'єднання у комплекті.
- **Програмовані цикли.** Налаштування часу та температури для повторних методик.
- **Контроль процесу.** Індикація вакууму та параметрів роботи.
- **Змінні ротори.** Додаткові формати ємностей під конкретні зразки.

Основні характеристики

Центрифуга	ScanSpeed 40
Комплектний ротор	200 × 1,5 мл
Насос	MP 2.2, мембранний
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц
Холодовловлювач	CoolSafe 110-4, –110 °C
Льодопродуктивність	2,5 кг за 24 години



LaboGene MaxiVac Alpha

Варіанти та комплектація

Основний комплект	MaxiVac Alpha · кат. № 7008500002
Ротор	Включений; місткість наведена на першій сторінці
Холодовловлювач і візок	CoolSafe 110-4 та мобільний стелаж включені
Комплект з'єднань	2 вакуумні шланги із затискачами та кришка CTrl

Керування та конструкція

Режими	Ручний запуск та програмування циклу
Параметри	Час і температура; рівень вакууму
Повторні цикли	Збереження протоколів випаровування

Граничний тиск насоса не є гарантованим робочим тиском під навантаженням системи.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Ротори й адаптери	Під потрібні пробірки та планшети
Холодовловлювання	Додаткове оснащення за властивостями розчинника
Тефлоновий конденсатор	Виконання 702528
Скляна вставка	Для збирання конденсату в холодовловлювачі

