

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene MaxiVac Beta

Система вакуумного концентрування

Для концентрування та висушування серій лабораторних зразків. Вакуумна центрифуга, холодовловлювач і насос працюють як узгоджений комплект.



Ілюстрація серії MaxiVac Beta.
Оснащення залежить від конфігурації.

200

мікропробірок

Насос RZ 2.5, роторно-пластинчастий

–110 °C

холодовловлювач

Кат. № 7008500012 — комплект

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Комплексне рішення.** Центрифуга, насос та необхідні з'єднання у комплекті.
- **Програмовані цикли.** Налаштування часу та температури для повторних методик.
- **Контроль процесу.** Індикація вакууму та параметрів роботи.
- **Змінні ротори.** Додаткові формати ємностей під конкретні зразки.

Основні характеристики

Центрифуга	ScanSpeed 40
Комплектний ротор	200 × 1,5 мл
Насос	RZ 2.5, роторно-пластинчастий
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц
Холодовловлювач	CoolSafe 110-4, –110 °C
Льодопродуктивність	2,5 кг за 24 години



LaboGene MaxiVac Beta

Варіанти та комплектація

Основний комплект	MaxiVac Beta · кат. № 7008500012
Ротор	Включений; місткість наведена на першій сторінці
Холодовловлювач і візок	CoolSafe 110-4 та мобільний стелаж включені
Комплект з'єднань	SS-Lyo, базовий маніфольд, 4 клапани 3/4", масляний фільтр

Керування та конструкція

Режими	Ручний запуск та програмування циклу
Параметри	Час і температура; рівень вакууму
Повторні цикли	Збереження протоколів випаровування

Граничний тиск насоса не є гарантованим робочим тиском під навантаженням системи.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Ротори й адаптери	Під потрібні пробірки та планшети
Холодовловлювання	Додаткове оснащення за властивостями розчинника
Тефлоновий конденсатор	Виконання 702532
Скляна вставка	Для збирання конденсату в холодовловлювачі

