

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanCool HeatSafe

Нагрівальна термостатична ванна

Для нагрівання та підтримання температури лабораторних зразків. Теплоізольована ванна працює з циркулятором HeatControl SHC 2000-1, установленим на мосту з кришкою.



Ілюстрація серії ScanCool HeatSafe.
Оснащення залежить від конфігурації.

8–28 л

об'єм ванни

+150 °C

нагрівання, до

Контролер і оснащення визначаються конфігурацією

Лабораторна циркуляційна система — виконання

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Термостатування.** Підтримання температури у робочій ванні.
- **Циркуляція рідини.** Рівномірний обмін теплоносія в системі.
- **Зовнішній контур.** Підключення через сумісний комплект як опція.
- **Підбір оснащення.** Тримачі, штативи та шланги за завданням.

Основні характеристики

Об'єми ванн	8, 18 або 28 л
Нагрівання	До +150 °C за відповідного теплоносія
Циркулятор у комплекті	HeatControl SHC 2000-1
Конструкція	Теплоізольована ванна; міст і кришка
Електроживлення	230 В / 50 Гц



LaboGene ScanCool HeatSafe

Варіанти та комплектація

HeatSafe 8 · 8 л	Кат. № 704329
HeatSafe 18 · 18 л	Кат. № 704330
HeatSafe 28 · 28 л	Кат. № 704331
Включено до кожного коду	Ванна, HeatControl 2000-1, міст і кришка

Керування та конструкція

Терморегулювання	Керування нагріванням і циркуляцією теплоносія
Захист	Контроль перегрівання за виконанням циркулятора
Зовнішня циркуляція	Сумісний комплект під'єднання і шланги

Для високих температур використовують теплоносій, сумісний із ванною, циркулятором і робочим діапазоном.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Зовнішня циркуляція SHC 2000-1	Комплект 704332
Силіконовий шланг, 1 м	Кат. № 7002500312
Ізольований шланг, 1 м	Кат. № 7002500313
Тримачі та штативи	Оснащення ванни під пробірки й колби

