

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 1096R

Рефрижераторна високошвидкісна центрифуга

Для розділення пакетів крові та обробки великих об'ємів у клінічних лабораторіях. Поворотно-відкидну систему, стакани й адаптери добирають під формат пакета та режим центрифугування.



На фото — ScanSpeed 1096R.
Роторну комплектацію наведено окремо.

10 000

об/хв, максимум

Рефрижераторне охолодження

14 981

× g, максимум

1096R — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Охолодження зразків.** Рефрижераторна система для температурно чутливих матеріалів.
- **Пакети крові.** До 4 × 400 мл або 4 × 200 мл подвійних пакетів.
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 1096R
Місткість / формати	Пакети крові та лабораторні флакони
Охолодження	Рефрижераторне
Стандартні пакети крові	До 4 × 400 мл
Подвійні пакети крові	До 4 × 200 мл

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 1096R

Ротори та формати ємностей



6 × 500 мл

Кутовий ротор



6 × 750 мл

Поворотно-відкидний



4 × 250 мл

Поворотно-відкидний

Комплектація

Ротор, бакети й адаптери погоджують для конкретної поставки

Керування та щоденна робота

Роторна система	Ротор і відповідні ємності добирають як сумісний комплект
Робочий режим	Швидкість і час встановлюють за методикою та обмеженнями ротора
Формат використання	Система великої місткості

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Комплектацію визначають до замовлення за типом зразків і необхідним режимом.

Роторна система	Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби
Адаптери	Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей
Умови роботи	Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування

