

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 1536

Мікроцентрифуга

Для розділення мікрооб'ємів у молекулярній біології, біохімії та підготовці проб. Ротор добирають під мікропробірки, пробірки 5 мл або ПЛР-стрипи.



На фото — ScanSpeed 1536.
Роторну комплектацію наведено окремо.

15 000

об/хв, максимум

Без активного охолодження

21 206

× g, максимум

GZ-1536 — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Мікрооб'єми.** Роторні рішення для ПЛР і мікропробірок.
- **Зручне керування.** Сенсорна панель, регулятор та LCD 3,5".
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 1536
Місткість / формати	36 мікропробірок; 12 × 5,0 мл; 4 × 8 ПЛР-стрипи — залежно від ротора
Охолодження	Без рефрижерації
Каталожний номер	801536
Електроживлення	220 В, 50/60 Гц

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 1536

Ротори та формати ємностей



36 × 1,5–2 мл

Кутовий мікроротор



12 × 5 мл

Для пробірок 5 мл



4 × 8 × 0,2 мл

Для ПЛР-стріпів

Комплектація

Ротор, бакети й адаптери добираються окремо

Керування та щоденна робота

Короткий запуск	Функція PULSE
Відлік часу	Після виходу на задану швидкість
Дисплей	3,5-дюймовий РК-дисплей

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Комплектацію визначають до замовлення за типом зразків і необхідним режимом.

Роторна система	Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби
Адаптери	Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей
Умови роботи	Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування

