

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 416

Клінічна центрифуга

Для рутинного розділення крові, сечі та клітинних суспензій у клінічних і дослідницьких лабораторіях.



На фото — ScanSpeed 416.
Роторну комплектацію наведено окремо.

4 000

об/хв, максимум
Без активного охолодження

2 700

× g, кутовий ротор

GZ-0416 — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Пам'ять методик.** 10 програм для повторних запусків.
- **М'який старт і зупинка.** Плавний розгін та гальмування чутливих зразків.
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 416
Місткість / формати	4 × 100 мл; 4 мікропланшети; 32 вакутайнери — залежно від ротора
Охолодження	Без рефрижерації
Каталожний номер	800416
Електроживлення	220 В, 50/60 Гц
RCF поворотно-відкидного ротора	До 2 774 × g за оглядом виробника

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 416

Ротори та формати ємностей



16 × 15 мл

Кутовий ротор



4 × 100 мл

Поворотно-відкидний



Мікропланшети

Ротор зі змінними тримачами

Комплектація

Ротор, бакети й адаптери добираються окремо

Керування та щоденна робота

Пам'ять програм	10 програм
Контроль безпеки	Дисбаланс, перегрівання, перевищення швидкості
Завершення циклу	Автоматичне розблокування кришки

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Комплектацію визначають до замовлення за типом зразків і необхідним режимом.

Роторна система	Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби
Адаптери	Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей
Умови роботи	Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування

