

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene Вакуумні насоси RZ / RC / CRV

Роторно-пластинчасті та гібридні насоси

Для створення вакууму у системах ліофілізації та лабораторного сушіння ScanVac. Роторно-пластинчасті та хімічно стійкі гібридні виконання добирають за складом парів і потрібним режимом відкачування.



Ілюстрація RZ 2.5 із фільтром і клапаном. Додаткове оснащення уточнюють у комплекті.

6

каталожних моделей
RZ 2.5 / RZ 6 / RZ 9 / RC 6 / CRV Pro

0,002

мбар, від

230 В / 50–60 Гц — виконання каталогу

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Глибокий вакуум.** Для ліофілізації та інших вакуумних процесів.
- **Вибір конструкції.** Роторно-пластинчасті та Chemistry Hybrid моделі.
- **Масляний фільтр.** Включений до перелічених каталожних комплектів.
- **Захист від парів.** Холодовловлювач добирають під середовище.

Основні характеристики

RZ 2.5 / RZ 6 / RZ 9	Граничний тиск 0,002 мбар
RC 6 Chemistry Hybrid	Граничний тиск 0,002 мбар
CRV Pro 2 / CRV Pro 6	Граничний тиск 0,003 мбар
Комплект поставки	Насос із фільтром масляного туману
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц



LaboGene Вакуумні насоси RZ / RC / CRV

Варіанти та комплектація

RZ 2.5	Кат. № 7001500069
RZ 6	Кат. № 7001510070
RZ 9	Кат. № 7001201169
RC 6 Chemistry Hybrid	Кат. № 7001510071
CRV Pro 2	Кат. № 704074
CRV Pro 6	Кат. № 704075

Керування та конструкція

Вибір продуктивності	За об'ємом системи та паровим навантаженням
Робочий тиск	Залежить від газового баласту й умов процесу
Матеріали та олива	Підбір за сумісністю з робочим середовищем

Наведено граничний тиск каталожних виконань. Параметри конкретного насоса визначають за його актуальним паспортом.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Холодовловлювач	Захист насоса від конденсованих парів
Приєднання	Вакуумні шланги, фланці та клапани
Контроль вакууму	Датчик і регулювання тиску під процес

