

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LD60MD-P8000A0

Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин із режимом +2...+8 °C, лікарських засобів, реагентів і лабораторних матеріалів. Регулювання температури від +2 до +16 °C. Для вакцин застосовуйте режим +2...+8 °C за інструкцією виробника препарату.



500 л

корисний об'єм
585 л загального об'єму

+2...+16 °C

температура зберігання

705 × 886 × 2085 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Температурна сигналізація** — оптичні й акустичні попередження.
- **Реєстрація даних** через Bluetooth у застосунку CONTROLLA.
- **Резерв сигналізації** — від акумулятора щонайменше 24 год; без резервного охолодження.
- **Автоматичне розморожування** гарячим газом; охолодження вентилятором.

Параметри експлуатації

Заводська уставка	+5 °C; регулювання +2...+16 °C
Умови довкілля	+10...+35 °C; відносна вологість до 75%
Електроживлення	220–240 В; 50 Гц; номінальний струм 1,0 А
Номінальна споживана потужність	160 Вт
Енергоспоживання	0,802 кВт·год / 24 год; 293 кВт·год / рік
Рівень шуму та холодоагент	53 дБ(А); R290



Snaige Medical LD60MD-P8000A0

Оснащення та розміри

Двері та замок	Суцільні двері; механічний замок; самозачинення
Керування та дані	Реєстратор; Bluetooth / CONTROLLA
Сигналізація	Оптична й акустична; резерв сигналізації ≥24 год
Безпотенційний контакт тривоги	Є; для зовнішньої сигналізації
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12,5 мм
Внутрішнє освітлення	Верхня LED-смуга
Полиці	5 регульованих, перфорована нержавіюча сталь
Розміри полиць (Ш × Г)	530 × 650 мм
Навантаження на полицю	До 40 кг
Матеріали	Зовні — пофарбована сталь; усередині — нержавіюча сталь AISI 304
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	535 × 712 × 1512 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	768 × 948 × 2205 мм
Маса нетто / брутто	130 / 147 кг

Температурні показники

Регульований діапазон	+2...+16 °C
Коливання температури	0,6 °C
Температурний градієнт	1,8 °C
Резерв контролера та сигналізації	Від акумулятора; щонайменше 24 год
Історія температури та тривог	Реєстратор; доступ через Bluetooth / CONTROLLA

Акумулятор підтримує контролер і сигналізацію, а не холодильний контур. Для зберігання матеріалів застосовуйте режим, визначений їх виробником.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються: GSM-система сповіщення, металеві перфоровані полиці, брендування. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

