

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD40DC-P301BEQ

Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із режимом +2...+8 °C. Холодильник серії STANDARD із скляними дверима. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



290 л

корисний об'єм
385 л загального об'єму

+2...+8 °C

температура зберігання

600 × 620 × 2025 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Оптична й акустична сигналізація** температурних відхилень.
- **Циркуляція повітря** вентилятором та захист від контакту з холодною поверхнею.
- **Механічний замок** і самозачинення дверей.
- **Автоматичне розморожування** та LED-освітлення.

Параметри експлуатації

Заводська уставка	+5 °C
Умови довкілля	+10...+35 °C; відносна вологість до 75%
Електроживлення	220–240 В; 50 Гц; номінальний струм 1,5 А
Номінальна споживана потужність	250 Вт
Енергоспоживання	1,280 кВт·год / 24 год; 467 кВт·год / рік
Рівень шуму та холодоагент	44 дБ(А); R600a



Snaige Medical MD40DC-P301BEQ

Оснащення та розміри

Двері та замок	Скляні двері; механічний замок; самозачинення
Керування та дані	Електронна індикація температури
Сигналізація	Оптична й акустична; захист від низької температури
Безпотенційний контакт тривоги	Немає
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12,5 мм
Внутрішнє освітлення	Вертикальна LED-смуга праворуч
Полиці	6: 5 регульованих та 1 нижня
Розміри полиць (Ш × Г)	495 × 380, нижні 483 × 265 мм
Навантаження на полицю	До 40 кг
Матеріали	Зовні — пофарбована сталь; усередині — HIPS-полістирол
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	500 × 418 × 1645 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	620 × 630 × 2080 мм; без палети
Маса нетто / брутто	76,5 / 82 кг; брутто без палети

Температурні показники

Коливання / температурний градієнт	0,5 °C / 2,9 °C
Відхилення від уставки	Позитивне +1,4 °C; негативне -1,3 °C
Охолодження +25 → +5 °C	40 хв ¹
Підвищення +5 → +10 °C	40 хв ¹
Відновлення після відкривання	8 хв після відкривання на 1 хв ¹

¹ Дані виробника для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Для відновлення після відкривання зазначено метод EN 60068-3. Час підвищення температури не є підтвердженим строком зберігання препаратів при знеструмленні.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються: металеві перфоровані полиці, брендування. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

