

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI DL-5M

Підлогова рефрижераторна центрифуга

Для розділення компонентів крові та підготовки лабораторних зразків. Підлогова модель з охолодженням і вибором роторів для флаконів, пробірок та різних об'ємів завантаження.



5 000

об/хв · макс. швидкість

4 × 1000 мл, 148 × 5 мл

4 633

×g · макс. RCF

630 × 740 × 1040 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Попереднє охолодження** до запуску ротора.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.

Параметри експлуатації

Температура / точність	-20...+40 °C / ±2 °C
Точність швидкості	±20 об/хв
Крок швидкості	50 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	1,75 кВт



XIANGZHI DL-5M

Варіанти роторів



AL1215-2 · кутовий ротор

Стакан B10055

12 × 15 мл

5000 об/хв · 3525 ×g



SA1965 · бакет-ротор

Стакан B20460

4 × 1000 мл

4000 об/хв · 3604 ×g



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20426

4 × 750 мл · круглі

3500 об/хв · 2591 ×g



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20421

4 × 750 мл · овальні

4000 об/хв · 3661 ×g



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20420

4 × 500 мл

4000 об/хв · 3572 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI DL-5M

Варіанти роторів продовження



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20424

4 × 6 × 50 мл

4000 об/хв · 3527 ×g



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20418

4 × 4 × 50 мл

4000 об/хв · 3527 ×g



SG7502 · бакет-ротор

Стакан B20419

48 × 15 мл

4000 об/хв · 3617 ×g



SG7501 · бакет-ротор

120 × 5 мл · B20416

4000 об/хв · 3581 ×g

120 × 2 мл · B20417

4000 об/хв · 3223 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI DL-5M

Варіанти роторів продовження



SG7501 · бакет-ротор

96 × 5 мл · B20414

4000 об/хв · 3617 ×g

96 × 2 мл · B20415

4000 об/хв · 3259 ×g



SG7501 · бакет-ротор

80 × 5 мл · B20412

4000 об/хв · 3617 ×g

80 × 2 мл · B20413

4000 об/хв · 3259 ×g



SG6500 · бакет-ротор

Стакан B20629

6 × 500 мл

4000 об/хв · 3751 ×g



SG4250-1 · бакет-ротор

Стакан B20427

4 × 250 мл

4000 об/хв · 2990 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI DL-5M

Варіанти роторів продовження



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10402

4 × 100 мл

5000 об/хв · 4633 ×g



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10403

8 × 50 мл

4000 об/хв · 3151 ×g



SS8100 · бакет-ротор

32 × 15 мл · В10405

4000 об/хв · 3130 ×g

32 × 10 мл · В10406

4000 об/хв · 3058 ×g



SS8100 · бакет-ротор

48 × 5 мл · В20409

4000 об/хв · 2945 ×g

48 × 2 мл · В20410

4000 об/хв · 2462 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI DL-5M

Варіанти роторів продовження



SG148X · бакет-ротор

148 × 5 мл · B20422

4000 об/хв · 3438 ×g

148 × 2 мл · B20423

4000 об/хв · 3062 ×g



SA4496 · ротор для планшетів

Стакан B10436

4 × 4 × 96 комірок

4000 об/хв · 2659 ×g



SG2296 · ротор для планшетів

Стакан B10235

2 × 2 × 96 комірок

4000 об/хв · 2390 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	150 кг
Розміри (Д × Ш × В)	630 × 740 × 1040 мм
Рівень шуму	<65 дБ

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

