

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI TD6

Настільна лабораторна центрифуга

Для рутинної підготовки зразків у клінічних та дослідницьких лабораторіях. Доступні варіанти ротора дають змогу працювати з пробірками різного об'єму.



6 000

об/хв · макс. швидкість

4 × 500 мл, 96 × 5 мл

5 076

×g · макс. RCF

490 × 610 × 400 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.
- **Мікропроцесорне керування** параметрами циклу.

Параметри експлуатації

Крок швидкості	50 об/хв
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	750 Вт
Рівень шуму	<58 дБ



XIANGZHI TD6

Варіанти роторів



AL1215-2 · кутовий ротор

Стакан В10055

12 × 15 мл

6000 об/хв · 5076 ×g



AL2410 · кутовий ротор

Стакан В30057

24 × 10 мл

4000 об/хв · 2358 ×g



SG7501 · бакет-ротор

Стакан В20420

4 × 500 мл

4000 об/хв · 3572 ×g



SG7501 · бакет-ротор

Стакан В20418

4 × 4 × 50 мл

4000 об/хв · 3527 ×g



SG7501 · бакет-ротор

Стакан В20419

48 × 15 мл

4000 об/хв · 3617 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI TD6

Варіанти роторів продовження



SG7501 · бакет-ротор

96 × 5 мл · B20414

4000 об/хв · 3617 ×g

96 × 2 мл · B20415

4000 об/хв · 3259 ×g



SG7501 · бакет-ротор

80 × 5 мл · B20412

4000 об/хв · 3617 ×g

80 × 2 мл · B20413

4000 об/хв · 3259 ×g



SG148X · бакет-ротор

Стакан B20425

4 × 500 мл · конічні

4000 об/хв · 3599 ×g



SG4250-1 · бакет-ротор

Стакан B20427

4 × 250 мл

4000 об/хв · 2990 ×g



SG4250-2 · бакет-ротор

Стакан B20428

4 × 250 мл · конічні

4000 об/хв · 3624 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI TD6

Варіанти роторів продовження



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10401

8 × 100 мл

4000 об/хв · 2965 ×g



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10403

8 × 50 мл

4000 об/хв · 3151 ×g



SS8100 · бакет-ротор

32 × 15 мл · В10405

4000 об/хв · 3130 ×g

32 × 10 мл · В10406

4000 об/хв · 3058 ×g



SS8100 · бакет-ротор

24 × 15 мл · В10407

4000 об/хв · 2995 ×g

24 × 10 мл · В10463

4000 об/хв · 2924 ×g



SS8100 · бакет-ротор

16 × 15 мл · В10408

4000 об/хв · 3130 ×g

16 × 10 мл · В10464

4000 об/хв · 3058 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI TD6

Варіанти роторів продовження



SA4496 · ротор для планшетів

Стакан B10436

4 × 4 × 96 комірок

4000 об/хв · 2659 ×g



SG2296 · ротор для планшетів

Стакан B10235

2 × 2 × 96 комірок

4000 об/хв · 2390 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	54 кг
Розміри (Д × Ш × В)	490 × 610 × 400 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

