

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI TF-3

Центрифуга для підготовки PRP та CGF

Для підготовки зразків за протоколами CGF та PRP. Прилад запускає встановлену програму однією кнопкою та автоматично керує швидкістю протягом циклу.



8

пробірок

Програми CGF та PRP

9 мл

об'єм пробірки

275 × 325 × 270 мм

Д × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- Програми CGF та PRP із запуском однією кнопкою.
- Автоматична зміна швидкості протягом програми.
- Температура 12–15 °C під контролем системи.
- Знімний ротор для очищення й автоклавування.

Параметри експлуатації

Температура під час роботи	12–15 °C
Керування циклом	Автоматично, за вибраною програмою
Місткість	8 пробірок до 9 мл
Електроживлення	220 В AC, 50 Гц
Потужність двигуна	120 В·А
Цикл UVC	5 хв при 1000 об/хв



XIANGZHI TF-3

Варіанти роторів



CGF / PRP · ротор для пробірок

8 × 9 мл

Для програм CGF та PRP. Максимальний об'єм однієї пробірки — 9 мл.

Параметри циклу залежать від вибраної програми.

Оснащення та розміри

Маса нетто	22 кг
Розміри (Д × Г × В)	275 × 325 × 270 мм
Рівень шуму	≤57 дБ(А)
Автоклавування ротора	До 135 °C; знімні тримачі пробірок

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

