



**Размораживатель плазмы крови «Cyto Therm-DR»**, безопасного и равномерного размораживания

### **Принцип работы:**

Процесс размораживания происходит в закрытой камере. В качестве теплоносителя использует

#### **Отличительные особенности:**

- система "качающей ванны";
- Температура размораживания регулируется от 25 до 40 ° C;
- Вместимость: 6 пакета по 450 мл или 3 пакета по 1000 мл;
- Время размораживания: 16 минут;
- Бесконтактный метод размораживания;
- Наличие сигналов тревог при превышении температуры на 1 °C;
- Наличие встроенного сенсора "влажности" и звукового сигнала, немедленно извещает об утечке и опасности инфицирования гемокомпонента;
- Наличие цифрового дисплея с отображением заданной температуры и времени размораживания и сигналов тревог;
- Прозрачная крышка аппарата обеспечивает визуальный контроль за процессом размораживания, подогрева;
- Надежные, безопасные и простые в эксплуатации и обслуживании;
- Не требуют специальной подготовки медицинского персонала;
- Ширина размораживателя - 56 см.

{flv}dr{/flv}