



## Пробирки KIMA Vacutest для гематологических исследований цельной крови

### Пробирки с К2/К3 ЭДТА:

Наполнитель	Размеры пробирок, мм	Объемы, мл	Цветовой код
К3ЭДТА	13x75	2, 3, 4	
	13x100	6	
	16x100	9	
К2ЭДТА	13x75	2, 3, 4	
	13x100	6	
	16x100	9, 10	

#### Дополнительные характеристики

Наполнитель	: К2ЭДТА или К3ЭДТА
Применение	: клинический анализ крови, иммунологический анализ
Используется	: цельная кровь
Анализ необходимо провести	: не позднее 4 часов с момента взятия крови