

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

EMSAŞ EAJ-L09

Перемішувач тромбоцитів

Для безперервного перемішування пакетів із тромбоцитами під час зберігання в банках крові та трансфузіологічних підрозділах. Перфоровані висувні полиці розділяють пакети й залишають простір для циркуляції повітря в інкубаторі.

100 пак.

загальна місткість
Висувних полиць — 9

60 /хв

частота рухів

890 × 380 × 450 мм · Ш × Г × В



Оригінальне фото виробника.

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Рівномірний рух.** Безперервне перемішування зі швидкістю 60 рухів/хв.
- **Висувні полиці.** Окремий доступ до кожного рівня завантаження.
- **Нержавіюча сталь.** Перфоровані полиці для циркуляції повітря.
- **Робота в інкубаторі.** Сумісність із температурними камерами EMSAŞ ECI.

Основні параметри

Місткість	До 100 пакетів
Кількість полиць	9 шт.
Частота перемішування	60 рухів/хв
Електроживлення	220 В / 50 Гц
Маса нетто	35 кг
Маса брутто	65 кг



EMSAŞ EAJ-L09

Оснащення та конструкція

Конструкція полиць	Висувні, знімні
Матеріал полиць	Нержавіюча сталь
Поверхня полиць	Перфорація для циркуляції повітря
Бічні елементи	Полімерні напрямні / обмежувачі
Доступ до пакетів	Індивідуально з кожного рівня

Використання в системі зберігання

Перемішування	Механічний рух пакета протягом зберігання
Температурне середовище	Забезпечує сумісний інкубатор ECI
Сигнал зупинки	Контроль у системі з підключеним інкубатором

Перемішувач виконує механічне перемішування. Температуру зберігання підтримує інкубатор.

Сумісні інкубатори

Інкубатор замовляють окремо. Місткість системи залежить від обраної конфігурації.

Моделі інкубаторів	ECI-2 або ECI-3
Кількість перемішувачів	Узгоджують із місткістю вибраної камери
Склад постачання	Перемішувач; інкубатор — окрема позиція

