

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 1524

Мікроцентрифуга

Для розділення мікрооб'ємів у молекулярній біології, біохімії та підготовці проб. Ротор добирають під мікропробірки, фільтраційні пробірки або ПЛР-стрипи.



На фото — ScanSpeed 1524.
Роторну комплектацію наведено окремо.

15 000

об/хв, максимум

Без активного охолодження

21 206

× g, максимум

1524 — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Мікрооб'єми.** Роторні рішення для ПЛР і мікропробірок.
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.
- **Настільний формат.** Зручне використання у лабораторному робочому процесі.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 1524
Місткість / формати	24 × 2,0 мл
Охолодження	Без рефрижерації

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 1524

Ротори та формати ємностей



24 × 1,5–2 мл

Кутовий мікроротор



18 × 2 мл

Для фільтраційних пробірок



4 × 8 × 0,2 мл

Для ПЛР-стріпів

Комплектація

Ротор та адаптери погоджують для конкретної поставки

Керування та щоденна робота

Роторна система	Ротор і відповідні ємності добирають як сумісний комплект
Робочий режим	Швидкість і час встановлюють за методикою та обмеженнями ротора
Формат використання	Настільна мікроцентрифуга

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Комплектацію визначають до замовлення за типом зразків і необхідним режимом.

Роторна система	Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби
Адаптери	Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей
Умови роботи	Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування

