

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 406

Клінічна центрифуга

Для рутинного розділення крові, сечі та клітинних суспензій у клінічних і дослідницьких лабораторіях.



На фото — ScanSpeed 406.
Роторну комплектацію наведено окремо.

4 000

об/хв, максимум

Без активного охолодження

2 075

× g, максимум

GZ-0406 — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Пам'ять методик.** 10 програм для повторних запусків.
- **Готовий комплект.** Кутовий ротор і 6 алюмінієвих втулок для 15 мл.
- **Контроль безпеки.** Сигналізація дисбалансу, перегрівання та перевищення швидкості.
- **Завершення циклу.** Автоматичне розблокування кришки і звуковий сигнал.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 406
Місткість / формати	6 × 15 мл
Охолодження	Без рефрижерації
Каталожний номер	800406
Електроживлення	220 В, 50/60 Гц

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 406

Ротори та формати ємностей



6 × 15 мл

Ілюстрація типу кутового ротора

Комплектація

Кутовий GRA-15-6 і 6 алюмінієвих втулок GLS-15

Керування та щоденна робота

Пам'ять програм	10 програм
Контроль безпеки	Дисбаланс, перегрівання, перевищення швидкості
Завершення циклу	Автоматичне розблокування кришки та звуковий сигнал

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Пробірки й допоміжне оснащення добирають під комплектний ротор GRA-15-6.

Пробірки	Сумісні ємності об'ємом до 15 мл
Втулки	Виконання, сумісні з ротором і пробірками
Підбір ємностей	Діаметр, довжина, форма дна та допустимий RCF

