

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Snaige Medical MD14DD-P301QX2

## Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із режимом +2...+8 °C. Холодильник серії MAX PLUS із скляними дверима. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



## 100 л

корисний об'єм  
130 л загального об'єму

## +2...+8 °C

температура зберігання

**560 × 620 × 870 мм** · Ш × Г × В

### КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Температурна сигналізація** — оптичні й акустичні попередження.
- **Реєстрація даних** через Bluetooth у застосунку CONTROLLA.
- **Резерв сигналізації** — від акумулятора щонайменше 12 год; без резервного охолодження.
- **Циркуляція повітря** вентилятором; автоматичне розморожування.

## Параметри експлуатації

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Заводська установка             | +5 °C                                     |
| Умови довкілля                  | +10...+35 °C; відносна вологість до 75%   |
| Електроживлення                 | 220–240 В; 50 Гц; номінальний струм 0,5 А |
| Номінальна споживана потужність | 90 Вт                                     |
| Енергоспоживання                | 0,751 кВт·год / 24 год; 274 кВт·год / рік |
| Рівень шуму та холодоагент      | 42 дБ(А); R600a                           |



## Snaige Medical MD14DD-P301QX2

### Оснащення та розміри

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Двері та замок                 | Скляні двері; механічний замок; самозачинення          |
| Керування та дані              | Реєстратор; Bluetooth / CONTROLLA                      |
| Сигналізація                   | Оптична й акустична; резерв сигналізації $\geq 12$ год |
| Безпотенційний контакт тривоги | Є; для зовнішньої сигналізації                         |
| Порт зовнішнього датчика       | Є; діаметр 12,5 мм; калібрувальний блок                |
| Внутрішнє освітлення           | Верхня LED-смуга                                       |
| Полиці                         | 4: 2 регульовані та 2 нижні                            |
| Розміри полиць (Ш × Г)         | 420 × 324, нижні 465 × 263 та 445 × 180 мм             |
| Навантаження на полицю         | До 20 кг                                               |
| Матеріали                      | Зовні — пофарбована сталь; усередині — HIPS-полістирол |
| Внутрішні розміри (Ш × Г × В)  | 465 × 392 × 725 мм                                     |
| Розміри в упаковці (Ш × Г × В) | 570 × 640 × 950 мм; без палети                         |
| Маса нетто / брутто            | 38 / 41 кг; брутто без палети                          |

### Температурні показники

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Коливання / температурний градієнт | 0,5 °C / 2,9 °C                             |
| Відхилення від уставки             | Позитивне +0,5 °C; негативне -1,4 °C        |
| Охолодження +25 → +5 °C            | 40 хв <sup>1</sup>                          |
| Підвищення +5 → +10 °C             | 40 хв <sup>1</sup>                          |
| Відновлення після відкривання      | 8 хв після відкривання на 1 хв <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Дані виробника для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Для відновлення після відкривання зазначено метод EN 60068-3. Час підвищення температури не є підтвердженим строком зберігання препаратів при знеструмленні.

### Додаткове оснащення

Окремо замовляються: GSM-система сповіщення, металеві перфоровані полиці, брендування. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

