

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Vestfrost Solutions R-138i Glass

Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та лабораторних матеріалів. Для вакцин із режимом +2...+8 °С установлюють відповідну температуру. Складні двері забезпечують огляд вмісту. Умови — за документацією препаратів.



117 л

корисний об'єм
138 л загального об'єму

+2...+20 °С

температура зберігання

595 × 642 × 825 мм
Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Сенсорний i-CARE** із журналом даних і тривоги.
- **Сигналізація** температури, живлення та датчика.
- **USB** для вивантаження даних моніторингу.
- **Замок і порт датчика** для контрольованого зберігання.

Параметри експлуатації

Температурний діапазон	+2...+20 °С
Умови довкілля	До +32 °С; відносна вологість до 65%
Електроживлення	230 В; 50/60 Гц
Енергоспоживання ¹	0,433 кВт·год / 24 год; уставка +5 °С
Розморожування	Автоматичне
Холодоагент	R600a / 47 г



Vestfrost Solutions R-138i Glass

Оснащення та розміри

Двері / кришка	Скляні; замок
Керування	i-CARE; сенсорний дисплей
Сигналізація	Температура, живлення, датчик та двері
Інтерфейси та дані	USB / MODBUS; журнал даних і тривоги
Резерв живлення контролера	Є; 24 год
Сухий контакт	Є
Порт зовнішнього датчика	Ø20 мм
Полиці	Повні: 2; половинні: 1
Матеріал камери	ABS
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	475 × 495 × 676 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	710 × 650 × 1037 мм
Маса нетто / брутто	48 / 59 кг

Температурні показники

Рівномірність температури ¹	± 1,2 °C
Охолодження +20 → +6 °C ¹	33 хв
Нагрівання +5 → +10 °C ¹	80 хв
Рівень шуму ¹	44 дБ

¹ Дані виробника за температури довкілля +20 °C, для порожньої камери. Резерв контролера підтримує моніторинг, а не охолодження. Час нагрівання не є підтвердженим строком зберігання препаратів без живлення.

Додаткове оснащення

Колеса замість регульованих ніжок замовляють окремо. Додаткові полиці та аксесуари підбирають під організацію зберігання.

