

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Для професійного зберігання дослідницьких зразків, реагентів, лікарських засобів та інших матеріалів за температури $-35\ldots-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Морозильна камера з Bluetooth та журналом температури для лабораторій і медичних закладів. Умови зберігання визначають виробники конкретних матеріалів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Регульована температура $-35\ldots-20\text{ }^{\circ}\text{C}$** — через меню електронного контролера.
- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥ 24 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам'ять п'яти останніх тривог.
- **5 регульованих полиць** — до 40 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА

$-35\ldots-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Заводська установка $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

ДВЕРІ

Суцільні двері

Механічний замок

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

$705 \times 886 \times 2085\text{ мм}$

Ширина $\times$ глибина $\times$ висота

ОБ'ЄМ

$585 / 500\text{ л}$

Загальний / корисний

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

$2,234\text{ кВт}\cdot\text{год}$

За 24 години

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ

$535 \times 712 \times 1512\text{ мм}$

Ширина $\times$ глибина $\times$ висота

Snaige LF60MD-P8000B0

1 / 7

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Об'єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об'єм	585	л
2	Корисний об'єм	500	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	705 × 886 × 2085	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	535 × 712 × 1512	мм
5	Маса нетто	130	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
6	Система керування	Електронна	—
7	Відображення фактичної температури	Так	—
8	Зміна уставки користувачем	Так, через меню контролера	—
9	Перегляд мінімальної та максимальної температури	На дисплеї	—
10	Оптична сигналізація	Так	—
11	Акустична сигналізація	Так	—
12	Сигналізація високої температури	Так	—
13	Сигналізація низької температури	Так	—
14	Сигналізація відчинених дверей	Так	—
15	Сигналізація зникнення електроживлення	Відразу після зникнення живлення	—
16	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 24	год
17	Функції на резервному живленні	Контролер, реєстрація та сигналізація; без охолодження	—
18	Реєстратор температури	Вбудований; передавання через Bluetooth	—
19	Бездротовий зв'язок	Bluetooth	—
20	Застосунок для роботи з журналом	CONTROLLA	—

Snaige LF60MD-P8000B0

2 / 7

Snaige LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
21	Інтервал запису температури	20	хв
22	Глибина журналу температури	6	місяців
23	Кількість останніх записів тривоги	5	записів
24	Перезапис заповненого журналу тривоги	FIFO: найдавніший запис замінюється новим	—
25	Дані запису тривоги	Дата, тривалість та найвища температура	—
26	Збереження індикації тривоги	До ручного скидання	—
27	Безпотенційний контакт тривоги	Так	—
28	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачено	—
29	Цифровий інтерфейс	RS485	—
30	Порт введення кабелю зовнішнього датчика	Так	—
31	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
32	Калібрувальний блок	Ні	—
33	Захист від низької температури	Так	—

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
34	Мінімальна температура зберігання	-35	°C
35	Максимальна температура зберігання	-20	°C
36	Заводська уставка температури	-20	°C
37	Температурна флуктуація	1,5	°C
38	Температурний градієнт	3,0	°C

Snaige LF60MD-P8000B0

3 / 7

Snaige LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
39	Система охолодження	Конвекційна, з вентиляцією	—
40	Робота вентилятора разом із компресором	Так	—
41	Вимкнення вентилятора при відчиненні дверей	Так	—
42	Розморожування	Автоматичне, гарячим газом	—
43	Холодоагент	R290	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
44	Номінальна напруга	220–240	В
45	Номінальна частота	50	Гц
46	Добове енергоспоживання	2,234	кВт·год/ 24 год
47	Річне енергоспоживання	816	кВт·год/ рік
48	Номінальний струм	2,3	А
49	Споживана потужність	264	Вт
50	Довжина мережевого кабелю	300	см
51	Тип мережевої вилки	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

Snaige LF60MD-P8000B0

4 / 7

Snaige LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
52	Матеріал бокових стінок	Сталь із білим покриттям	—
53	Матеріал внутрішньої камери	Нержавіюча сталь AISI 304	—
54	Тип дверей	Суцільні, сталь із білим покриттям	—
55	Дверний замок	Механічний	—
56	Автоматичне зачинення дверей	Так	—
57	Кут фіксації відчинених дверей	90	°
58	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
59	Знімний ущільнювач дверей	Так	—
60	Внутрішнє освітлення	Верхнє горизонтальне LED-освітлення	—
61	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей	—
62	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
63	Кількість задніх регульованих опор	2	шт.
64	Мінімальна висота регульованих опор	97	мм
65	Максимальна висота регульованих опор	159	мм
66	Кількість ключів замка	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
67	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
68	Максимальна температура довкілля	+35	°C
69	Кліматичний клас	7	—
70	Максимальна відносна вологість	75	%
71	Рівень шуму	53	дБ(А)

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
72	Загальна кількість полиць	5	шт.
73	Кількість регульованих полиць	5	шт.
74	Ширина полиці	530	мм
75	Глибина полиці	650	мм
76	Максимальне навантаження на полицю	40	кг
77	Матеріал полиць	Перфорована нержавіюча сталь	—
78	Кріплення полиць	На напрямних ребрах внутрішньої обшивки	—

Snaige LF60MD-P8000B0

5 / 7

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselayut.com.ua

osely.com.ua | oselayut.com.ua

Snaige LF60MD-P8000B0

Лабораторна морозильна камера

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
79	Додаткові полиці	Окреме замовлення	—
80	Брендування	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
81	Тип обладнання	Лабораторна морозильна камера	—
82	Модель	LF60MD-P8000B0	—
83	Заводський код	LF60MD-P8000B01XXXXX2SN4B	—
84	Код EAN	4770104160028	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
85	Розміри пакування без палети (Ш × Г × В)	768 × 948 × 2205	мм
86	Маса брутто без палети	147	кг

Не використовувати для крові, плазми, інших інфузійних рідин, хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів. Дотримуватися умов зберігання конкретних матеріалів та настанови виробника.

Розбіжності заводських джерел та прийняті значення наведено в окремому файлі зауважень комплекту. Заводські тексти зберігаються без виправлень від імені виробника.

Дані моделі: <https://snaigeprofessional.it/products/lf60md-p8000b0/> Поточні EN/LT таблиці, технічний PDF і точна настанова UA. Перевірено OSELY 19.10.2026.

Snaige LF60MD-P8000B0

6 / 7

Конструкція та застосування


Snaige LF60MD-P8000B0



01 Приклад розміщення · візуалізація OSELY



02 Верхнє LED-освітлення



03 Перфоровані полиці

Snaige LF60MD-P8000B0

7 / 7

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua